Data module Requirements **Specification 1.0**


Date	Author	Description
2025/03/28	SmartStride	data module

```
Data module Requirements Specification 1.0
```

```
用例图
终端用户 (患者)
  开启设备
    流程
  连接设备至数据管理系统
  启动传感器数据采集
    流程
  查看康复进度
    流程
企业用户 (数据库管理员)
  设置云端与设备配置
  异常数据剔除与补偿
  数据库增删改查 (管理患者数据)
    流程
  交付数据给分析团队
    流程
  存储分析后的数据
    流程
  提供分析结果给UI界面进行可视化展示
    流程
```

这份中文版需求分析文档覆盖了患者和数据库管理员的核心需求,确保系统功能清晰可执行。

用例图



终端用户 (患者)

使用康复设备的个人被视为终端用户。

开启设备

• 目标: 开启康复设备, 使其准备好进行数据采集。

• 概要: 患者打开设备, 初始化传感器, 为运动数据采集做好准备。

• 使用频率:每次康复训练前。

• 前置条件:设备已充电并处于正常工作状态。

• 后置条件:设备成功开启,传感器初始化完成,可进行连接。

流程

角色	系统
患者按下电源按钮	设备启动并初始化传感器

连接设备至数据管理系统

• 目标: 建立康复设备与云端数据管理系统之间的连接。

• 概要: 患者将设备与系统配对, 以实现实时数据传输和远程监控。

• 使用频率:每次康复训练前。

• 前置条件:设备已开启,系统可用。

• 后置条件:连接成功,数据可同步传输。

流程

角色	系统
患者发起设备配对	系统搜索可用设备
患者选择正确的设备	系统建立安全连接
患者确认连接	系统显示连接状态

启动传感器数据采集

• 目标: 采集患者下肢在康复训练中的运动数据。

• 概要:设备连接后,患者启动数据采集,传感器开始记录运动数据。

• 使用频率:每次训练可能多次操作。

前置条件:设备已开启并成功连接系统。后置条件:数据持续记录并传输到系统。

流程

角色	系统
患者启动数据采集	系统开始记录传感器数据
患者进行康复训练	系统采集并处理运动数据
患者停止数据采集	系统保存所采集的数据

查看康复进度

• 目标: 允许患者跟踪自身的康复进度。

• 概要: 患者访问系统界面, 查看历史数据和康复进度分析结果。

• 使用频率:按需查看。

• 前置条件: 系统已收集并处理相关数据。

• 后置条件: 患者获得自身康复情况的反馈信息。

流程

角色	系统
患者访问康复进度界面	系统检索并展示数据分析结果

企业用户 (数据库管理员)

数据库管理员可通过云平台访问所有设备的数据。数据库管理员仅可在设备物理连接时访问嵌入式设备的数据。

设置云端与设备配置

请参考部署文档。

异常数据剔除与补偿

• 目标: 确保采集数据的准确性和连续性, 以提高康复训练数据的可靠性。

• 概要:

- **异常数据剔除**:设定关节角度的合理范围,超出范围的数据(例如膝关节角度为0°至140°之间)会被标记为无效数据,并从分析中剔除。
- **数据补偿**: 当 BLE 传输中断或数据丢失时,采用线性插值方法修复数据,填补空缺,保持数据的连续性与完整性。
- 使用频率:每次数据上传至服务器或数据分析前自动执行。
- **前置条件**:设备已成功采集到原始运动数据,并上传至服务器。
- 后置条件: 异常数据被清除, 缺失数据被补偿, 数据完整性得到保障。

流程

角色	系统
服务器接收运动数据	解析数据并检测是否存在异常值
系统检测到异常数据	标记无效数据并从分析数据集中剔除
服务器检测到数据缺失	使用线性插值方法进行数据补偿
数据处理完成	生成清理后的数据,存入数据库

数据库增删改查 (管理患者数据)

• 目标:管理系统中的康复数据,包括存储、更新、查询和删除数据,以确保数据的完整性和可用性。

• 概要:数据库管理员可对患者的康复数据进行增删改查操作,支持数据维护和分析需求。

• 使用频率: 根据需求定期或不定期执行。

• 前置条件: 系统已存储患者的康复训练数据, 管理员拥有适当的访问权限。

• 后置条件:数据库内容更新,确保数据的准确性和一致性。

流程

角色	系统
数据库管理员请求新增数据	系统验证数据格式并插入数据库
数据库管理员请求修改数据	系统更新数据库中的相关记录
数据库管理员请求查询数据	系统返回匹配的数据记录
数据库管理员请求删除数据	系统从数据库中移除指定数据

交付数据给分析团队

• 目标: 将原始康复数据传输至分析团队进行进一步处理。

• 概要:系统支持管理员将采集到的数据发送至分析团队,以便进行深度分析。

• 使用频率:根据分析需求定期进行。

• 前置条件:数据采集已完成。

• 后置条件: 分析团队成功接收结构化数据。

流程

角色	系统
管理员选择数据批次	系统准备数据用于导出
管理员确认数据传输	系统发送数据至分析团队

存储分析后的数据

• 目标:将分析后的数据安全存储,以备未来查询和对比。

• 概要:数据经过分析后,被存储至系统,供医疗人员后续查看。

• 使用频率: 持续进行。

• 前置条件:数据分析已完成。

• 后置条件: 系统安全保存分析后的数据。

流程

角色	系统
分析团队提交数据结果	系统验证并存储数据

提供分析结果给UI界面进行可视化展示

• 目标: 为医疗人员提供直观的患者数据分析结果。

• 概要:系统将处理后的数据以可视化方式展示,帮助医疗人员进行分析和决策。

• 使用频率:按需查看。

• 前置条件:已完成数据处理。

• 后置条件: 系统界面显示分析结果。

流程

角色	系统
管理员请求数据可视化	系统检索并展示处理后的数据